

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera S3 Kort Lav

Panthera S3-U3 serien er standardstolen for alle som trenger en lettkjørt rullestol med lav vekt. Setevinkelen er 7 grader. Stolen er 50 mm kortere og 25 mm lavere, og passer for de litt mindre brukerne.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggørene på rullestolen.

Panthera S3 Kort Lav rullestol består av;
24" Standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer,
S3 Brems, 120 mm svinghjul, S3 klesbeskyttere, tippesikring
kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 33-39: 100 kg

Farge:

◆ Sort

Andre farger

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Farge: _____ Rens

Setebredde (SB):



- ◆ **33 cm**
Art.nr: 552 33 00 / HMS art.nr: 316418
- ◆ **36 cm**
Art.nr: 552 36 00 / HMS art.nr: 243096
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 552 39 00 / HMS art.nr: 231700

Setedybde (SD):

Setedybde 35 cm



Sittehøyde: _____ Rens

Sittehøyde foran: 44,5 cm
Sittehøyde bak: 40,5 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul,
svinghjul og gaffer.

Rygg

Standard rygg:



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 20 cm
Art.nr: 523 SB 20
Ikke til sb 50 | 35 cm
Art.nr: 523 SB 35 |
| 25 cm
Art.nr: 523 SB 25 | 40 cm
Art.nr: 523 SB 40 |
| ◆ 30 cm
Art.nr: 523 SB 30 | 45 cm
Art.nr: 523 SB 45 |

Innsvingt rygg:
Innsvingt 1,5 cm på hver
side av øvre del på rygg.

- | |
|-----------------------------------|
| 30 cm
Art.nr: 525 SB 30 |
| 35 cm
Art.nr: 525 SB 35 |
| 40 cm
Art.nr: 525 SB 40 |

Bakoverflyttet rygg:
Øker setedybde 2,5 cm

- | |
|-----------------------------------|
| 25 cm
Art.nr: 524 SB 25 |
| 30 cm
Art.nr: 524 SB 30 |
| 35 cm
Art.nr: 524 SB 35 |
| 40 cm
Art.nr: 524 SB 40 |

**V-Trak og andre
spesialrygger:** _____ Rens

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde &
Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte



- ◆ **Fotbøyle titan**
For SB 36 og 39
SB 36 Art.nr: 360 01 36 / Hj.m.nr: 277721
SB 39 Art.nr: 360 01 39 / Hj.m.nr: 137173



- ◆ **Fotbøyle titan, kort helbøyle**
For SB 33
SB 33 Art.nr: 360 01 34 / Hj.m.nr: 277719



- Fotbøyle, forsterket** _____ Rens
til FreeWheel
SB 33 Art.nr: 717 01 90 / Hj.m.nr: 277715
SB 36 Art.nr: 361 11 36 / Hj.m.nr: 196726
SB 39 Art.nr: 361 11 39 / Hj.m.nr: 196727



Fotplate S3 oppsvingbar

Venstre **SB 33/36** Art.nr: 670 33 01 / HMS art.nr: 150575
SB 39/42 Art.nr: 670 39 01 / HMS art.nr: 150577

Høyre **SB 33/36** Art.nr: 670 33 02 / HMS art.nr: 150575
SB 39/42 Art.nr: 670 39 02 / HMS art.nr: 150576

Fotplate S3 oppsvingbar forlenget

Forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre **SB 33/36** Art.nr: 672 33 01 / HMS art.nr: 150581
SB 39/42 Art.nr: 672 39 01 / HMS art.nr: 150583

Høyre **SB 33/36** Art.nr: 672 33 02 / HMS art.nr: 150580
SB 39/42 Art.nr: 672 39 02 / HMS art.nr: 150582

Fotplate S3 oppsvingbar stor

Fremflyttet 80 mm

Venstre **SB 33/36** Art.nr: 673 33 01 / HMS art.nr: 277733
SB 39/42 Art.nr: 673 39 01 / HMS art.nr: 241676

Høyre **SB 33/36** Art.nr: 673 33 02 / HMS art.nr: 277732
SB 39/42 Art.nr: 673 39 02 / HMS art.nr: 241677

Fotplate S3 oppsvingbar forlenget stor

Fremflyttet 80 mm og forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre **SB 33/36** Art.nr: 674 33 01 / HMS art.nr: 277735
SB 39/42 Art.nr: 674 39 01 / HMS art.nr: 311247

Høyre **SB 33/36** Art.nr: 674 33 02 / HMS art.nr: 277734
SB 39/42 Art.nr: 674 39 02 / HMS art.nr: 311248

Rens

Fotplate karbon

Fastmontert i ramme

SB 30 Art.nr: 650 40 30 / Hj.m.nr: 316511
SB 33 Art.nr: 650 40 33 / Hj.m.nr: 316512
SB 36 Art.nr: 650 40 36 / Hj.m.nr: 316513
SB 39 Art.nr: 650 40 39 / Hj.m.nr: 316514
SB 42 Art.nr: 650 40 42 / Hj.m.nr: 316515
SB 45 Art.nr: 650 40 45 / Hj.m.nr: 316516



Tilbehør til fotstøtte



Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB



Helbånd til fotplater, par

SB 33/36 Art.nr: 370 03 35 / Hj.m.nr: 178088
SB 39/42 Art.nr: 370 03 41 / Hj.m.nr: 178089

Fotplate karbon

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 42

Fotplate karbon Freewheel

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 41

Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko

Art.nr: 100 228 / HMS art.nr: 211754



Drivhjul:

Hjul



22" Standard

Rens

◆ **24" Standard**



24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt



24" MTB Offroad

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: _____

Dekk



◆ **Right Run dekk**

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettkjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver

Rens

Drivring



◆ **Aluminium drivring, kun 24"**

Glatt overflate, lav vekt

Aluminium X drivring, 24" - 26"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 16 mm

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Gekko drivring

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring

Litt friksjon, silikonstripe, small

Titan drivring 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Rens

Enhåndsdrift:

22" Enhåndsdrift m/alu drivring

24" Enhåndsdrift m/alu drivring

26" Enhåndsdrift m/alu drivring

22" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

24" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

26" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

Rens

Høyre

Rens

Venstre

Bakaksel

Gjør stolen 8 mm lavere bak

Drivaksel konisk

Rens

Enhåndsdrift gir ca 2 kg ekstra vekt og 3 cm ekstra på totalbredde. Ved valg av armlene, må armlene 26" benyttes.

Ledsagerbrems:



Ledsagerbrems

Inkl bakaksel, kjørebøyle, drivhjul u/drivring
Ved kominasjon med armlene kreves det armlene for 26" armlene.

Rens

Dekk

Right Run dekk

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Kompakte dekk, grå

Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Rens

Drivring

Titan drivring

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Rens

Annet: _____

Svinghjul m/ gafler:

◆ **120 mm S3**
 22" - Art.nr: 210 01 20 / Hj.m.nr: 231365
 24" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384
 25" - Art.nr: 210 01 00 / Hj.m.nr: 240268
 26" - Art.nr: 210 00 77 / Hj.m.nr: 240263



90 mm S3
 22" - Art.nr: 210 01 30 / Hj.m.nr: 235534
 24" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422
 25" - Art.nr: 210 00 67 / Hj.m.nr: 278169
 26" - Art.nr: 210 00 97 / Hj.m.nr: 278173



150 mm S3 Rens
 24" - Art.nr: 210 00 50 / Hj.m.nr: 287187
 25" - Art.nr: 210 00 80 / Hj.m.nr: 317278
 26" - Art.nr: 210 02 04 / Hj.m.nr: 317279

Bakaksel:

◆ **Karbon standard 2,2°**
 Art.nr: 330 23 SB

Karbon 2,2° + 15mm

Art.nr: 330 23 SB+1
 Denne bakakselen benyttes ved bruk av armlene.

Annen bakaksel:Rens**Brems:**

◆ **S3 Brems**
 Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395
S3 Brems forlenget håndtak
 Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893
S3 Brems framflyttet
 Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet
 Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

S3 bremseskive kompakte dekk
 Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Enhåndsbrems høyre
 SB 30/33 - Art.nr: 367 30 33 / Hj.m.nr: 027193
 SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / Hj.m.nr: 027194
 SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / Hj.m.nr: 027195

Rens

Enhåndsbrems venstre
 SB 30/33 - Art.nr: 368 30 33 / Hj.m.nr: 027196
 SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / Hj.m.nr: 027197
 SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / Hj.m.nr: 027198

Tippesikring:

◆ **Tippesikring**
 Art.nr: 435 50 00
 HMS art.nr: 317366

Tippesikring +30 mm

Art.nr: 435 34 30
 HMS art.nr: 317363

Rens**Klesbeskytter:**

Ved 22" drivhjul benyttes 24" klesbeskyttere / armlene og ved 24" drivhjul benyttes 26" klesbeskyttere / armlene

◆ **S3 Myk skjerm**

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227
 25" - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398
 26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232

**Karbon uten skjerm**

24" - Art.nr: 442 10 30 / Hj.m.nr: 278215
 25" - Art.nr: 442 15 30 / Hj.m.nr: 269888
 26" - Art.nr: 442 16 30 / Hj.m.nr: 278220

**Karbon liten skjerm**

24" - Art.nr: 442 20 30 / HMS art.nr: 255643
 25" - Art.nr: 442 25 30 / HMS art.nr: 278211
 26" - Art.nr: 442 26 30 / HMS art.nr: 278214

**Karbon stor skjerm**

24" - Art.nr: 442 30 30 / HMS art.nr: 278221
 25" - Art.nr: 442 35 30 / HMS art.nr: 278224
 26" - Art.nr: 442 36 30 / HMS art.nr: 252412

Rens**Armlene:**

Armlene 24/25" justerbar høyde og dybde
 Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702

Armlene 26" justerbar høyde og dybde
 Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Nedfellbare kjørehåndtak:

◆ **Faste nedfellbare**
 Art.nr: 424 50 00
 HMS nr: 234366

Kjørehåndtak:

Hev/senk & innsvingbare
 Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm
 Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

Kjørebøyle:

Kjørebøyle hev/senk Rens
 Art.nr: 424 00 SB

Pute:**Standard sittepute**

Justerbar SD 27 - 33 SD 35 cm

2,5 cm Art.nr: 572 SB 34	2,5 cm Art.nr: 572 SB 35
5 cm Art.nr: 575 SB 34	5 cm Art.nr: 575 SB 35

**Sitteputer****Les mer her:**

Inserto
RoHo
Varilite
Comfort

Rens**Tilbehør:****Freewheel**

Krever forsterket fotbøyle
 Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogstier, gressplen eller fortauskanter
 Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254
11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554
14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054
16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179
19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

Les mer [her](#)**Transporttrekk**

til FreeWheel
 Trekk til å frakte FreeWheel.
 Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)**Krykkeholder S3 stk:**

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.
 1 stk per krykke.
 Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)**Seteveske**

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
 Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 236919

Les mer [her](#)**Seteveske**

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
 Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501


Les mer [her](#)**Kompressorpumpe**

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.
 Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)**Rykkile stk:**

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.
 Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel. 3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Brystbelte str:

Elastisk neoprenbånd m/ borrelås som gir bedre støtte til overkropp.

Se utvalg [her](#)



Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



Rullestoltøfler farge:

Unngå å dra inn søle, vann og støv fra drivhjulene.

Beige - Art.nr: 130 024 / HMS art.nr: 234449

Blå - Art.nr: 130 124 / HMS art.nr: 234450

Lilla - Art.nr: 130 224 / HMS art.nr: 234451

Annet tilbehør:



S3 Bord

Høydereguleres og dybde reguleres. Festes i bakkant armene.

Art.nr: 681 00 20/ HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)



ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049



Hansker type:

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

Se utvalg [her](#)



Rullestol veske type:

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



Innfesting rullestol veske:

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre Venstre

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 60 mm
(6° Kamber bakaksel = 31 mm)
(Karbon bakaksel = 40 mm)


Rens

Annen posisjon Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = ____ mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlengt forsterket fotbøyle	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.

Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.

Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.

Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:
