

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Farge: ◆ **Blå** **Sort** **Andre farger** Farge: _____ Rens

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Panthera Bambino 3 Kort Allround

Lettkjørt rullestol for barn. Gir mulighet for god støtte sittende. Stolen er 50 mm kortere. Passer også bra for barn som ofte har behov for hjelp av ledsager. Abduksjonsfrontenen gjør den spesielt enkelt å forflytte seg ut/inn av stolen.



Panthera Bambino 3 Kort Allround rullestol består av; ramme, sete, S3 rygg, B3 fotplate, leggrem, B3 brems, 22" drivhjul med ledsagerbrems, kompakte dekk, 120 mm svinghjul, tippesikring, hoftebelte, sittepute, B3 armlene

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggryorene på rullestolen.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 60 kg

Setebredde

- ◆ **24 cm** Art.nr: 518 13 24 / Hj.m.nr: 316389
- ◆ **27 cm** Art.nr: 518 13 27 / Hj.m.nr: 316390

Setedybde

Justerbar setedybde 20 - 25 cm

Setedybde: _____ cm

Sittehøyde

Rens

Sittehøyde foran 41 cm
Sittehøyde bak 39 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul eller forhøyningssatser til bakaksel

Rygg

S3 rygg:



- 20 cm** Art.nr: 523 SB 20
- ◆ **25 cm** Art.nr: 523 SB 25
- 30 cm** Art.nr: 523 SB 30
- 35 cm** Art.nr: 523 SB 35

B3 rygg:



- 20 - 28 cm blå**
Art.nr: 523 SB 17
- 20 - 28 cm sort**
Art.nr: 523 SB 17BL

- 27 - 35 cm blå**
Art.nr: 523 SB 18
- 27 - 35 cm sort**
Art.nr: 523 SB 18BL

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm
Fra knehase til hel med fottp

Putehøyde: _____ cm
Std. pute = 2,5 cm

Fotstøtte



- ◆ **B3 Fotplate**
SB 24 Art.nr: 423 41 24 / Hj.m.nr: 291179
SB 27 Art.nr: 423 41 27 / Hj.m.nr: 311584

Ledsagerbrems:



Ledsagerbrems
Inkl bakaksel, kjøreboyle, drivhjul u/driving

- ◆ **22" drivhjul**
- 24" drivhjul**

Annet: _____

Rens

Dekk

Rens

- ◆ **Kompakte dekk, grå**
Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie
- Right Run dekk**
Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse
- Marathon Plus dekk**
Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Drivring

Rens

- ◆ **Titan drivring**
Glatt overflate
- Paragrip drivring**
Litt friksjon
- Tetragrip drivring**
Mye friksjon

Svinghjul:



◆ 120 mm S3

22" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365
24" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384

90 mm S3



22" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235532
24" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422

Rens

Brems:



◆ B3 Brems

Art.nr: 463 02 00
Hj.m.nr: 292780

Fremflyttet B3 Brems

Art.nr: 463 03 00
Hj.m.nr: 291277

◆ B3 bremseskiver kompakte dekk

Brukes med kompakte dekk
Art.nr: 463 02 34
Hj.m.nr: 317039

Bremseskiver for bakoverflyttet B3 brems

Art.nr: 463 02 36
Hj.m.nr: 317038

Rens

Armlene:



◆ Armlene, m/ klesbeskytter

Art.nr: 440 14 10
Hj.m.nr: 296885

Klesbeskytter:




B3 Klesbeskytter

Art.nr: 423 50 00
Hj.m.nr: 292941

Rens

Setebreddeadapter



Setebreddeadapter, par

Art.nr: 423 50 20
Hj.m.nr: 292942

Setebreddeadapter, venstre

Art.nr: 423 50 21
Hj.m.nr: 316577

Setebreddeadapter, høyre

Art.nr: 423 50 22
Hj.m.nr: 316576

Smalere sittebredde med 7,5 mm per side. Begrenser ryggvinkel framover til maks 16 mm

Rens

Kjørehåndtak:

Kjørehåndtak hev/senk

Art.nr: 425 20 60
Hj.m.nr: 230385
Kun med S3 rygg



Kjørebøyle:



Kjørebøyle hev/senk

Art.nr: 424 50 SB
Kun med S3 rygg



B3 Kjørebøyle

Art.nr: 423 30 00
Hj.m.nr: 291279

Justerbar vinkel og høyde.
Hurtigkoblingsfeste.
Kun med B3 rygg.

Adapter må benyttes ved
ledsagerbrems på B3 kjørebøyle.
Art.nr par : 4233106

Rens

Sidestøtte:



Sidestøtte, stk

Art.nr: 423 60 00
Hj.m.nr: 296886

Antall: _____

Innstilling:

Venstre

Standard

Smal 9 mm

Høyre

Standard

Smal 9 mm

Rens

Hodestøtte:



B3 Hodestøtte blå

Art.nr: 471 01 00
Hj.m.nr: 292943

B3 Hodestøtte sort

Art.nr: 471 01 00 BL
Hj.m.nr: 316626

Innstilling:

Lav

Høy

Justerbar vinkel, høyde og dybde. Kan kun benyttes med B3 kjørebøyle.

Rens

Pute:




Standard sittepute

◆ 2,5 cm
Art.nr: 572 SB 25

5 cm
Art.nr: 575 SB 25

Kilepute



Kilepute
Art.nr: 577 10 SB

Fins ikke i sb 24

Sitteputer

Les mer her:

Inserto
RoHo
Varilite
Comfort

Rens

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste



- ◆ **Hoftebelte S 2,5 cm, 32 cm polstring**
Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591
- ◆ **Hoftebelte S 2,5 cm, 38 cm polstring**
Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592
- ◆ **Hoftebelte M 4 cm, 36 cm polstring**
Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588

4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Rens



- Hoftebelte S 2,5 cm, 32 cm polstring**
Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597
- Hoftebelte S 2,5 cm, 38 cm polstring**
Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598
- Hoftebelte M 4 cm, 36 cm polstring**
Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594

Brystbelte:

Alle brystseler har inkludert feste

Rens



- Brystsele StayFlex XS**
Art.nr: 990 02 74 / Hj.m.nr: 316613
- Brystsele StayFlex S**
Art.nr: 990 02 75 / Hj.m.nr: 316611
- Brystsele StayFlex M**
Art.nr: 990 02 76 / Hj.m.nr: 316609

- Brystsele Pivofit XXS**
Art.nr: 990 02 77 / Hj.m.nr: 316607
- Brystsele Pivofit XS**
Art.nr: 990 02 78 / Hj.m.nr: 316605
- Brystsele Pivofit S**
Art.nr: 990 02 79 / Hj.m.nr: 316603
- Brystsele Pivofit M**
Art.nr: 990 02 80 / Hj.m.nr: 316601

Tilbehør Bambino 3:



B3 Bord
Art.nr: 681 00 00
Hj.m.nr: 296887



B3 Bord Magnetfeste
Festes på drivhjulet
Art.nr: 681 00 10
Hj.m.nr: 296888



Rammebeskytter foran
Settes på rammerør
Art.nr: 990 02 51
Hj.m.nr: 178532

Antall: _____



Rammebeskytter bak
Settes på ryggbøyle
Art.nr: 990 02 51
Hj.m.nr: 178532



Ryggkile stk: _____
Art.nr: 471 00 12
Hj.m.nr: 252498
Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.



Feste B3 til Brystsele
Art.nr: 471 01 20
Hj.m.nr: 317258
Krever B3 Kjørebøyle



B3 Brystbelte
Art.nr: 438 02 38
Hj.m.nr: 202806



FreeWheel

Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

6 - 11,5 cm	- Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254
11,5 - 16,5 cm	- Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554
14 - 19 cm	- Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054
16,5 - 21,5 cm	- Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179
19 - 24 cm	- Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

FreeWheel-kit B3

Velges i kombinasjon med B3 fotplate
Art.nr: 423 42 SB

Eikebeskyttere:



22" Panthera logo, par
Art.nr: 450 01 00 / Hj.m.nr: 016511



24" Panthera logo, par
Art.nr: 450 00 00 / Hj.m.nr: 012747

22" Klar uten logo, par
Art.nr: 450 01 11 / Hj.m.nr: 317238

24" Klar uten logo, par
Art.nr: 450 00 11 / Hj.m.nr: 019539



22" Splash, par
Art.nr: 450 03 22 / Hj.m.nr: 317241

24" Splash, par
Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317251



22" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 22 / Hj.m.nr: 317239

24" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 24 / Hj.m.nr: 317249



22" Ville dyr, par
Art.nr: 450 04 22 / Hj.m.nr: 317242

24" Ville dyr, par
Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317252




22" Smiley, par
Art.nr: 450 02 22 / Hj.m.nr: 317240

24" Smiley, par
Art.nr: 450 02 24 / Hj.m.nr: 317250

Innstillinger - fyller ut etter utprøving hvis ønskelig.

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret. Kan justeres fra 12 mm - 24 mm. Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme. Standard er 89° = 18 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
96°	12 mm
94°	14 mm
91°	16 mm
89°	18 mm
87°	20 mm
85°	22 mm
82°	24 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Bakkselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = 77 mm

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = ____ mm

Rens

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

Angi dybde:

Angi høyde :



A = ____ mm B = ____ mm

Standard posisjon ^{Rens}
Fremflyttet 30 mm

Høy ^{Rens}
Lav

Ved 22" drivhjul
Høy 210 - 310 mm
Lav 150 - 220 mm

Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/annet:
